

医療従事者に安心を

医療現場に安全を

蘇生バッグはシングルユースを提案します



シングルユース蘇生バッグ

トゥエンティワン レサシテータ



## 特 長

- ・ 吸気圧メータを標準装備  
適切な吸気圧で換気できます。
- ・ ポップオフバルブ（圧力制限弁）付き  
過剰な吸気圧による肺損傷のリスクを軽減できます。
- ・ 分解できない患者バルブ  
組立てミスによる医療事故を防止できます。
- ・ PEEP バルブ付きセットあり  
人工呼吸器を使用している患者の搬送時に PEEP をかけることができます。
- ・ シングルユース  
交差感染のリスクがありません。
- ・ 着脱可能な酸素リザーバー  
低濃度から高濃度まで吸入酸素濃度を調節できます。

## ■ 吸気圧メータ・ポップオフバルブ（圧力制限弁）



- ・ 成人用（圧力制限弁 60cmH<sub>2</sub>O）
- ・ 小児用（圧力制限弁 40cmH<sub>2</sub>O）
- ・ 新生児用（圧力制限弁 40cmH<sub>2</sub>O）

## ■ PEEP バルブ



（オレンジ色）  
成人用  
5 ~ 20cmH<sub>2</sub>O  
※5cmH<sub>2</sub>O 刻み

（青色）  
小児用・新生児用  
2 ~ 10cmH<sub>2</sub>O  
※1cmH<sub>2</sub>O 刻み

# 製品ラインナップ

## ▼ PEEP バルブ付き



品番	サイズ	マスク	ポップオフバルブ (圧制限弁)	バッグ本体	酸素リザーバー	PEEPバルブ	標準価格/個 (税抜)	標準価格/箱 (税抜) ※1箱：12個入り	備考
E-60121	成人用	成人用マスク No. 5	60cmH <sub>2</sub> O	1500 mL	2500 mL	無	3,200	38,400	
E-60122	小児用	小児用マスク No. 3	40cmH <sub>2</sub> O	450 mL	2500 mL	無	3,200	38,400	
E-60123-0	新生児用	新生児用マスク No. 0	40cmH <sub>2</sub> O	280 mL	600 mL	無	3,200	38,400	
D-60121/P20	成人用	成人用マスク No. 5	60cmH <sub>2</sub> O	1500 mL	2500 mL	5 ~ 20cmH <sub>2</sub> O	4,400	52,800	
F-60122/P10	小児用	小児用マスク No. 3	40cmH <sub>2</sub> O	450 mL	2500 mL	2 ~ 10cmH <sub>2</sub> O	4,400	52,800	
F-60122-1/P10	小児用	新生児用マスク No. 1	40cmH <sub>2</sub> O	450 mL	2500 mL	2 ~ 10cmH <sub>2</sub> O	4,400	52,800	ガイドライン 2015 に基づく 新生児蘇生法準拠
F-60123-0/P10	新生児用	新生児用マスク No. 0	40cmH <sub>2</sub> O	280 mL	600 mL	2 ~ 10cmH <sub>2</sub> O	4,400	52,800	

医療機器認証番号：22600BZX00359000

一般的名称：単回使用手動式肺人工蘇生器

クラス分類：Ⅲ 高度管理医療機器

J M D N : 36086000



改良のため、仕様は予告なく変更させていただく場合があります。

製造販売元  
株式会社グループニナー  
(許可番号：40B1X10007)



販売元  
ジーエムメディカル株式会社

〒810-0071 福岡県福岡市中央区那の津四丁目八番二十五号

本社営業部 TEL (092) 722-1530 北九州営業所 TEL (093) 644-6905  
 久留米営業所 TEL (0942) 46-8555 佐賀営業所 TEL (0952) 36-7274  
 長崎営業所 TEL (095) 844-7147 熊本支店 TEL (096) 379-1900  
 鹿児島営業所 TEL (099) 213-1096 沖縄営業所 TEL (098) 946-0583  
 東京事務所 TEL 080-6434-0665 大阪事務所 TEL 080-5808-0827